


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T359/S363 Pour Wb, Elisa - Q15418

Numéro d'article: CM0001165



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363 pour WB et ELISA. Détecte la RPS6KA1 humaine phosphorylée au niveau des Thr359 et Ser363, un effecteur en aval de la signalisation ERK impliqué dans la croissance et la survie cellulaires. Idéal pour la recherche en transduction de signaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363 pAb de lapin
Remarques / Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6195
Identifiant du gène	6195
Immunogène	Peptide synthétique (un peptide phosphorylé synthétique autour de T359 et S363 de la p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humaine, NP_002944.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15418
Poids de la protéine	83kDa
Expédition	Sac de glace