

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Pak2-S20 Pour Wb Et Elisa - Q13177

Numéro d'article: CM0000975



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-PAK2 (S20) détecte la PAK2 phosphorylée dans des échantillons humains, de souris et de rat par WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation de PAK2, de l'apoptose et de la régulation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PAK2-S20 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; Phospho-PAK2-S20
Espèce	Humain
GenelD	5062
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13177
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace