

Mab De Lapin Phospho-Pak4/Pak5/Pak6-S474/S560/S602 - O96013

Numéro d'article: CM0000848

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602 pour applications WB et ELISA. Détecte des cibles humaines, murines et de rat. Spécifique des kinases phosphorylées de la famille PAK pour la recherche sur la transduction de signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin Phospho-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602
Remarques / Alias	PAK4; KIAA1142; PAK5KIAA1264; PAK6; Phospho-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	10298/57144/56924
Identifiant de gène	10298/57144/56924
Immunogène	Peptide synthétique - Peptide phosphorylé synthétique autour de S474 de PAK4 humaine (O96013)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O96013(Antigène PAK4), Q9P286(PAK5), Q9NQUS(PAK6)
Poids de la protéine	64, 80, 75 kDa
Expédition	Sac isotherme