

Phospho-Pdgfr Alpha-Y1018 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P16234

Numéro d'article: CM0000481



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-PDGFR alpha-Y1018 validé pour WB et ELISA. Détecte le PDGFRA humain phosphorylé au niveau de Y1018. Idéal pour étudier la signalisation PDGF, la prolifération cellulaire et les voies des récepteurs tyrosine kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PDGFR alpha-Y1018 Lapin pAb
Remarques/Alias	CD140A ; PDGFR2 ; PDGFR-2 ; Phospho-PDGFR alpha-Y1018
Espèce	Humain
GeneID	5156
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16234
Poids protéique	123 kDa
Expédition	Sac de glace