

Pab De Lapin Anti-Phospho-Pdgfr Alpha-Y849 Pour Wb, Elisa - P16234

Numéro d'article: CM0000735



Introduction

Le pAb de lapin anti-Phospho-PDGFR alpha-Y849 détecte le PDGFRA humain phosphorylé sur la tyrosine 849. Validé pour Western blot et ELISA, cet anticorps accompagne la recherche sur la signalisation PDGF, la prolifération cellulaire et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-PDGFR alpha-Y849
Remarques / Alias	CD140A ; PDGFR2 ; PDGFR-2 ; Phospho-PDGFR alpha-Y849
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5156
GeneID	5156
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région Y849 du PDGFRA humain (NP_006197.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16234
Poids de la protéine	123 kDa
Expédition	Sac de glace