


Phospho-Pdgfrb-Y740 Lapin Pab Pour Wb Et Elisa - P09619

Numéro d'article: CM0001596



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-PDGFRB-Y740 validé pour WB et ELISA, détecte le PDGFRB phosphorylé sur Y740 chez l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation PDGF dans la prolifération cellulaire, la migration et le développement cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PDGFRB-Y740 Lapin pAb
Remarques/Alias	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Phospho-PDGFRB-Y740
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5159
GeneID	5159
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y740 du PDGFRB humain (NP_002600.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P09619
Poids de la protéine	124kDa
Expédition	Sac de glace