

Phospho-Pdha1-S293 Anticorps Mab Lapin - P08559

Numéro d'article: CM0000421



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Phospho-PDHA1-S293 validé pour WB, IP, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Détecte la Ser293 phosphorylée de PDPDHA1, une sous-unité mitochondriale du pyruvate déshydrogénase reliant la glycolyse au cycle de TCA, pour la recherche sur les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PDHA1-S293 Lapin mAb
Remarques/Alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; Phospho-PDHA1-S293
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5160
ID de gène	5160
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08559
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace