


Ac Mab De Lapin Phospho-Pdk1/Pdpk1-S241 Pour Wb, Elisa - O15530

Numéro d'article: CM0000865



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin spécifique du phospho-épitope cible PDK1 (PDPK1) phosphorylé sur la sérine 241. Validé pour WB et ELISA, il détecte la protéine kinase 1 dépendante du phosphoinositide 3 humaine, un régulateur clé des kinases AGC dans la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Remarques/Alias	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5170
ID de gène	5170
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15530
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace