


Phospho-Pdk1/Pdpk1-S241 Pab Lapin - O15530

Numéro d'article: CM0000918



Introduction

Un anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique détecte la PDK1 phosphorylée au niveau du Ser241 (PDPK1, 63 kDa). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation insulinaire, le cancer et les voies de signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PDK1/PDPK1-S241 pAb lapin
Remarques / Alias	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5170
ID du gène	5170
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour du S241 de la PDK1/PDPK1 humaine (NP_002604.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15530
Poids de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace