


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Pdk1/Pdpk1-S241 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15530

Numéro d'article: CM0001899



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant PDK1/PDPK1 sur Ser241. Adapté pour le WB, l'IF/ICC, l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier la signalisation de l'insuline, la prolifération cellulaire et les voies de survie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Remarques/Alias	PDK1 ; PDK2 ; PDPK2P ; PRO0461 ; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5170
GeneID	5170
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant S241 de PDK1/PDPK1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15530
Poids protéique	63 kDa
Expédition	Sac de glace