

Phospho-Pea15-S104 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15121

Numéro d'article: CM0001172



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) Phospho-PEA15-S104 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le PEA15 humain et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Poids cible ~15kDa. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, le transport du glucose et la signalisation MAPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PEA15-S104 Lapin pAb
Remarques/Alias	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; Phospho-PEA15-S104
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8682
GeneID	8682
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S104 du PEA15 humain (NP_003759.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15121
Poids de la protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace