

Phospho-Pfkfb2-S483 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - O60825

Numéro d'article: CM0001083



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité spécifique de la PFKFB2 phosphorylée sur Ser483. Validé pour WB et ELISA sur échantillons humains ; idéal pour l'étude du métabolisme cardiaque du fructose-2,6-bisphosphate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PFKFB2-S483 Lapin pAb
Remarques/Alias	PFK-2/FBPase-2 ; Phospho-PFKFB2-S483
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5208
Identifiant du gène	5208
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S483 de la PFKFB2 humaine (NP_006203.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60825
Poids protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace