

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-PI3Kp85A/P55γ/P85B-Y467/Y464/Y199 Pour Wb - P27986 / 000459 / Q92569

Numéro d'article: CM0001669



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant les sous-unités régulatrices de la PI3K p85α, p55γ, p85β (phosphorylées sur Y467/Y464/Y199). Validé pour WB chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation PI3K, le cancer et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-PI3Kp85α/p55γ/p85β-Y467/Y464/Y199
Remarques/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3 ; Phospho-PI3Kp85α/p55γ/p85β-Y467/Y464/Y199
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5295/5296/8503
GeneID	5295/5296/8503
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant la Y467 de PIK3R1/2/3 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27986/000459/Q92569
Poids moléculaire protéique	42-54 kDa / 81-84 kDa
Expédition	Sac de glace