


Phospho-Pka C-Alpha (Prkaca)-T197 Lapin Pab - P17612

Numéro d'article: CM0001951



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-T197 validé pour WB et ELISA. Reconnaît la PRKACA humaine, murine et rat phosphorylée sur la thréonine 197. Adapté aux études de signalisation des kinases et de phosphorylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-T197 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAFD1 ; PKACA ; PPNAD4 ; Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-T197
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5566
GeneID	5566
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de T197 de la PKA C-alpha humaine (PRKACA) (NP_002721.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17612
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace