

Mab De Lapin Anti-Phospho-Pka Riiα (Prkar2A)-S99 Pour Wb Et Elisa - P13861

Numéro d'article: CM0001208



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant PRKAR2A au niveau du Ser99. Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation par l'AMPC et la PKA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Phospho-PKA RIIα (PRKAR2A)-S99
Remarques / Alias	PKR2 ; PRKAR2 ; Phospho-PKA RIIα (PRKAR2A)-S99
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5576
GeneID	5576
Immunogène	Peptide synthétique - Peptide phosphorylé synthétique autour de S99 de PRKAR2A/PKR2 humain (P13861).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P13861
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace