

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Pkc Alpha-S657/Y658 Pour Wb, Elisa - P17252

Numéro d'article: CM0001851



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-PKC alpha (S657/Y658) validé pour WB et ELISA. Détecte le PKC alpha humain phosphorylé (77 kDa), une kinase clé dans la prolifération cellulaire, l'apoptose et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-PKC alpha-S657/Y658 Lapin pAb
Remarques/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-S657/Y658
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5578
GeneID	5578
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P17252
Poids Protéique	77kDa
Expédition	Sac de glace