

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Pkc Alpha-T410+Pkc Delta-T410 Pour Wb, Elisa - P17252 / Q05655

Numéro d'article: CM0000833



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-PKC alpha-T410+PKC delta-T410 détecte la T410 phosphorylée de la PKC alpha et de la PKC delta humaines. Validé pour WB et ELISA, idéal pour la recherche en signalisation cellulaire et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-PKC alpha-T410+PKC delta-T410
Remarques/Alias	AAG6 ; PKCA ; PRKACA ; PKCI+/- ; PKCalpha ; PKC-alpha ; Phospho-PKC alpha-T410+PKC delta-T410
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5578/5580
GeneID	5578/5580
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de la T410 de PRKCZ humaine (NP_002735.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P17252/Q05655
Poids protéique	76kDa/77kDa
Expédition	Sac de glace