

Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Pkc Alpha-T638 + Pkc Beta II-T641 Pour Wb, Elisa - P17252/P05771

Numéro d'article: CM0001106



Introduction

Anticorps monoclonal lapin phospho-spécifique détectant PKC alpha (Thr638) et PKC beta II (Thr641). Validé pour WB et ELISA sur échantillons humains. Pour l'étude de la signalisation PKC dans le cancer, la biologie cardiaque et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin Phospho-PKC alpha-T638 + PKC beta II-T641
Remarques / Alias	PKC-beta; PKCB; PRKCB1; PRKCB2; Phospho-PKC alpha-T638 + PKC beta II-T641
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5578/5579
ID du gène	5578/5579
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T638 de PRKCA humain (NP_002728.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P17252/P05771
Poids de la protéine	76kDa/77kDa
Expédition	Sac de glace