


Phospho-Pkc Alpha-T638 Anticorps Monoclonal De Lapin - P17252

Numéro d'article: CM0000945



Introduction

Anti-Phospho-PKC alpha-T638 Anticorps monoclonal de lapin pour WB, ELISA. Détecte la PKC alpha phosphorylée au niveau T638 dans des échantillons humains et murins, idéal pour la recherche en transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PKC alpha-T638 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKC1+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-T638
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5578
GeneID	5578
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du T638 de la PKC alpha humaine (P17252).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P17252
Poids moléculaire de la protéine	77kDa
Expédition	Sac de glace