


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Pkc Delta-Y311 Pour Wb, Elisa - Q05655

Numéro d'article: CM0001898



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-PKC delta-Y311 validé pour WB et ELISA. Réagit avec la PKC delta humaine et de souris. Idéal pour l'étude de la phosphorylation de la PKC delta au niveau de Tyr311 dans la recherche sur l'apoptose, le cycle cellulaire et la signalisation cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PKC delta-Y311 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Phospho-PKC delta-Y311
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5580
GeneID	5580
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y311 de la PKC delta de rat (NP_579841.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q05655
Poids de la protéine	78kDa
Expédition	Sac de glace