

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Pkc Mu (S916) Pour Wb Et Elisa - Q15139

Numéro d'article: CM0001448

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique reconnaissant PRKD1 (PKC mu) phosphorylé sur la Ser916 ; adapté aux applications de Western blot et ELISA. Réagit avec le PRKD1 humain et murin, permettant la recherche sur les voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps pAb de lapin anti-Phospho-PKC mu-S916
Remarques/Alias	PKD ; PKCM ; CHDED ; PRKCM ; PKC-MU ; Phospho-PKC mu-S916
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5587
GeneID	5587
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S912 de la PKC mu humaine (NP_002733.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15139
Poids moléculaire de la protéine	102kDa
Expédition	Sac de glace