


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Pkc (Pan) (Bii Ser660) Pour Wb, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Numéro d'article: CM0001814



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la PKC phosphorylée (pan) (β II Ser660). Validé pour WB et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en transduction du signal, oncologie et cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-PKC (pan) (β II Ser660)
Remarques/Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ ; Phospho-PKC (pan) (β II Ser660)
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
GenelD	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide phosphorylé synthétique autour de S660 de la PKC (pan) β II humaine PRKCA (NP_002728.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Poids protéique	59kDa/67kDa/74- 83kDa
Expédition	Sac de glace