

Phospho-PKcalpha/Beta II-T638/641 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17252 / P05771

Numéro d'article: CM0000518



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641 détecte la PKC alpha et bêta II phosphorylées chez l'homme, la souris et le rat. Adapté pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA, cet anticorps soutient la recherche en signalisation cellulaire, en cancérologie et en biologie cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641 Lapin pAb
Remarques/Alias	PKC-bêta ; PKCB ; PRKCB1 ; PRKCB2 ; Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5578/5579
GeneID	5578/5579
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de la T638 de la PKCalpha/beta II humaine PRKCA (NP_002728.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17252/P05771
Poids protéique	76kDa/77kDa
Expédition	Sac de glace