


Phospho-Pkcδ/θ-S643/676 Lapin Pab - Q05655/Q04759

Numéro d'article: CM0001496



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant PKCδ Ser643 et PKCθ Ser676, validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains et murins. Idéal pour étudier la signalisation PKCδ/θ dans l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PKCδ/θ-S643/676 Lapin pAb
Remarques/Alias	PRKCD/PRKCQ ; Phospho-PKCδ/θ-S643/676
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5580/5588
GeneID	5580/5588
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S643 de la PKCδ/θ humaine PRKCD (NP_001341605.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q05655/Q04759
Poids protéique	77kDa/80kDa/67kDa/74kDa/81kDa
Expédition	Sac de glace