

## Phospho-Pkr/Eif2Ak2-T446 Rabbit Mab - P19525

Numéro d'article: CM0001643



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la T446 phosphorylée de PKR/EIF2AK2 humain, adapté pour le WB et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée, l'infection virale et la signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Phospho-PKR/EIF2AK2-T446 Rabbit mAb                                              |
| Remarques/Alias      | PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; Phospho-PKR/EIF2AK2-T446             |
| Espèce               | Humain                                                                           |
| GeneID (Humain)      | 5610                                                                             |
| GeneID               | 5610                                                                             |
| Immunogène           | Peptide phosphorylé synthétique autour de la T446 de PKR/EIF2AK2 humain (P19525) |
| Source               | Lapin                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                                           |
| Application          | WB, ELISA                                                                        |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                           |
| SWISS                | P19525                                                                           |
| Poids de la protéine | 62kDa                                                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                                                     |