


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Plc Bêta 3 (Plcb3)-S1105 Pour Wb Et Elisa - Q01970

Numéro d'article: CM0001868



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la PLC bêta 3 phosphorylée sur la Ser1105. Validé pour WB et ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation des seconds messagers médiée par les GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-PLC bêta 3 (PLCB3)-S1105
Remarques/Alias	SMDCD ; Phospho-PLC bêta 3 (PLCB3)-S1105
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5331
Identifiant du gène	5331
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01970
Poids moléculaire de la protéine	139 kDa
Expédition	Sac de glace