


Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-Plc Gamma 1 (Plcg1)-S1248 Pour Wb, Elisa - P19174

Numéro d'article: CM0001576



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre PLCG1 phosphorylé (S1248), avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. Validé pour western blot et ELISA. Adapté à l'étude de la signalisation des récepteurs tyrosine kinase, de la migration cellulaire et à la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248 Lapin mAb
Remarques/Alias	PLC1 ; NCKAP3 ; PLC-II ; PLC148 ; PLCgamma1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5335
GeneID	5335
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du S1248 de PLC gamma 1 (PLCG1) humain (NP_877963.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P19174
Poids protéique	149 kDa
Expédition	Sac isotherme