


Phospho-Plc Gamma 1 (Plcg1)-S1248 Anticorps Pab Lapin - P19174

Numéro d'article: CM0000753



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant la phospho-PLCG1 (S1248), validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des facteurs de croissance, de la réorganisation de l'actine et de la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248 Anticorps pAb Lapin
Remarques/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5335
GeneID	5335
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19174
Poids de la protéine	149kDa
Expédition	Sac de glace