


Pab De Lapin Phospho-Plc Gamma 1 (Plcg1)-Y783 Pour Wb, Elisa - P19174

Numéro d'article: CM0001231



Introduction

Le pAb de lapin Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 est un anticorps phospho-spécifique pour Western blot et ELISA, ciblant la tyrosine Y783 phosphorylée de la PLCG1 humaine. Il présente une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour étudier la signalisation des récepteurs tyrosine kinases, la réorganisation de l'actine et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783
Remarques / Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5335
GeneID	5335
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y783 de la PLC gamma 1 (PLCG1) humaine (NP_877963.1?).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P19174
Poids de la protéine	149kDa
Expédition	Sac de glace