


Phospho-Plc Gamma 2 (Plcg2)-Y1217 Pab De Lapin - P16885

Numéro d'article: CM0001783



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la tyrosine 1217 phosphorylée de la PLCG2 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réactivité croisée avec l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur la transduction de signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y1217 pAb de lapin
Remarques / Alias	FCAS3 ; APLAID ; PLC-IV ; PLC-gamma-2 ; Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y1217
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5336
GeneID	5336
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P16885
Poids de la protéine	148 kDa
Expédition	Sac de glace