


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-PLN-S16 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P26678

Numéro d'article: CM0000864



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-PLN-S16 (WB, IF-P, IHC-P, ELISA) détecte la phospholambane phosphorylée endogène sur la Ser16 chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'homéostasie calcique cardiaque et les cardiomyopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Phospho-PLN-S16
Remarques/Alias	PLB ; CMD1P ; CMH18
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5350
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S16 de la PLN humaine (NP_002658.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P26678
Poids protéique	6 kDa
Expédition	Sac de glace