


Phospho-PLN-S16 Pab Lapin Pour Wb Et Elisa - P26678

Numéro d'article: CM0001651



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-PLN-S16 détecte spécifiquement la phospholambane phosphorylée sur la sérine 16 dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la WB et l'ELISA dans la recherche sur la régulation calcique cardiaque et les cardiomyopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PLN-S16 pAb Lapin
Remarques/Alias	PLB ; CMD1P ; CMH18 ; Phospho-PLN-S16
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5350
GeneID	5350
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S16 de la PLN humaine (NP_002658.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26678
Poids protéique	6 kDa
Expédition	Sac de glace