


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-PLN-S16/T17 Pour Wb, Elisa - P26678

Numéro d'article: CM0001541



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-PLN-S16/T17 pour Western blot et ELISA, réagit avec l'homme, la souris et le rat. Détecte le phospholambane phosphorylé, un modulateur clé de l'activité SERCA2 dans le réticulum sarcoplasmique du muscle cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PLN-S16/T17 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PLB ; CMD1P ; CMH18 ; Phospho-PLN-S16/T17
Espèce	Humain
Identifiant génétique (Humain)	5350
Identifiant génétique	5350
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S16 & T17 du PLN humain (NP_002658.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26678
Poids de la protéine	6 kDa
Expédition	Sac de glace