


Phospho-PLN-T17 Pab De Lapin - P26678

Numéro d'article: CM0001871



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-PLN-T17 haute spécificité pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le phospholambane phosphorylé au niveau de Thr17 chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation calcique cardiaque et la cardiomyopathie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PLN-T17 pAb de Lapin
Remarques / Alias	PLB ; CMD1P ; CMH18 ; Phospho-PLN-T17
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5350
GeneID	5350
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour du T17 du PLN humain (NP_002658.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26678
Poids protéique	6 kDa
Expédition	Sac isotherme