


Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-Polr2A Ctd-S2 - P24928

Numéro d'article: CM0001971



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la sérine 2 phosphorylée du CTD de POLR2A. Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-POLR2A CTD-S2
Remarques/Alias	RPB1 ; RPO2 ; POLR2 ; POLRA ; RPBh1 ; RPOL2 ; NEDHIB ; RplILS ; hsRPB1 ; hRPB220 ; Phospho-POLR2A CTD-S2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5430
GeneID	5430
Immunogène	Peptide synthétique (un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant S2 du motif répété YSPTSPS du CTD de POLR2A humain)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24928
Poids moléculaire de la protéine	217 kDa
Expédition	Sac de glace