


Phospho-Polr2A Ctd- S2/S5 Lapin Pab - P24928

Numéro d'article: CM0001491



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-POLR2A CTD (S2/S5) validé pour WB et ELISA. Cible la phosphorylation de la répétition YSPTSPS du CTD POLR2A humain à Ser2/Ser5. Idéal pour la recherche sur la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-POLR2A CTD- S2/S5 Lapin pAb
Remarques/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD- S2/S5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5430
GeneID	5430
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide spécifique phosphorylé correspondant aux résidus entourant le S2/S5 de la répétition YSPTSPS du CTD POLR2A humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P24928
Poids de la protéine	217kDa
Expédition	Sac de glace