


Ac Mab De Lapin Anti Phospho-Polr2A Ctd-S5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24928

Numéro d'article: CM0000436



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique du phospho-épitope dirigé contre POLR2A CTD Ser5, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation de la transcription par l'ARN polymérase II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti Phospho-POLR2A CTD-S5
Remarques/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5430
ID de gène	5430
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide spécifique de la phosphorylation correspondant aux résidus entourant le S5 du CTD de POLR2A humaine (P24928).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24928
Poids de la protéine	217kDa
Expédition	Sac de glace