


## Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Polr2A Ctd-T4 Pour Wb, Ip, Elisa, Chip - P24928

Numéro d'article: CM0000458



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-POLR2A CTD-T4 de haute qualité validé pour WB, IP, ELISA, ChIP ; détecte la POLR2A humaine, murine et rat phosphorylée au niveau de T4 des répétitions de l'heptapeptide CTD. Idéal pour les études de transcription.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Anticorps pAb de Lapin Phospho-POLR2A CTD-T4                                                                                                |
| Remarques/Alias                  | RPB1 ; RPO2 ; POLR2 ; POLRA ; RPBh1 ; RPOL2 ; NEDHIB ; RplILS ; hsRPB1 ; hRPB220 ; Phospho-POLR2A CTD-T4                                    |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                      |
| Identifiant du gène (Humain)     | 5430                                                                                                                                        |
| Identifiant du gène              | 5430                                                                                                                                        |
| Immunogène                       | Peptide synthétique Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant T4 de la répétition CTD YSPTSPS de la POLR2A humaine. |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                       |
| Catégorie                        | Anticorps phosphorylés                                                                                                                      |
| Application                      | WB, IP, ELISA, ChIP                                                                                                                         |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                                         |
| SWISS                            | P24928                                                                                                                                      |
| Poids moléculaire de la protéine | 217 kDa                                                                                                                                     |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                |