


Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Pp2A Catalytique A (Y307) Pour Wb, Elisa - P67775

Numéro d'article: CM0001595



Introduction

Anticorps monoclonal lapin spécifique de la phospho-PP2A catalytique α (Tyr307) pour Western blot et ELISA. Reconnaît le PPP2CA humain et murin ; poids moléculaire prédit de 36 kDa. SWISS : P67775.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal lapin Phospho-PP2A Catalytique α -Y307
Remarques / Alias	RP-C ; PP2Ac ; PP2CA ; NEDLBA ; PP2Calpha ; Phospho-PP2A Catalytique α -Y307
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5515
Immunogène	Peptide synthétique - peptide phosphorylé synthétique autour de Y307 de la PP2A Catalytique α humaine (P67775)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P67775
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace