


Phospho-Ppig-S376 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - Q13427

Numéro d'article: CM0000953



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant PPIG phosphorylé sur S376, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la régulation de l'épissage et la signalisation phospho.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PPIG-S376 Lapin pAb
Remarques/Alias	CYP ; SRCyp ; SCAF10 ; CARS-Cyp ; Phospho-PPIG-S376
Espèce	Humain
Identifiant du gène	9360
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de S376 du PPIG humain (NP_004783.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13427
Poids protéique	89 kDa
Expédition	Sac de glace