


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Ppp1R12A/Ppp1R12B/Ppp1R12C (Thr696) Pour Wb, Elisa - O14974 / O60237 / Q9Bzl4

Numéro d'article: CM0001338



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la Thr696 phosphorylée des sous-unités régulatrices de la myosine phosphatase humaine PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C. Validé pour le Western blot et l'ELISA sur échantillons humains. Idéal pour la recherche sur la signalisation cellulaire et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C-T696
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4659/4660/54776
GeneID	4659/4660/54776
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de la T696 de PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C humaine (basé sur PPP1R12A NP_002471.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14974 / O60237 / Q9BZL4
Expédition	Sac de glace