


Phospho-Prkcq-S676 Lapin Pab - Q04759

Numéro d'article: CM0001811



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phosphorylation ciblant PRKCQ (S676). Validé pour la détection par WB et ELISA de la PRKCQ phosphorylée humaine, une kinase clé dans la signalisation des lymphocytes T, l'inflammation et la fonction plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PRKCQ-S676 Lapin pAb
Remarques/Alias	PRKCT ; nPKC-thêta ; Phospho-PRKCQ-S676
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5588
Identifiant du gène	5588
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux résidus entourant S676 de la PRKCQ humaine (spécifique de la phosphorylation)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q04759
Poids moléculaire de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace