


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Prkcq-T538 Pour Wb, Elisa - Q04759

Numéro d'article: CM0001688



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique à la phosphorylation détectant la PRKCQ humaine phosphorylée sur Thr538. Validé pour WB et ELISA, cet anticorps cible la protéine kinase C thêta, une kinase clé dans la signalisation du récepteur des cellules T, l'activation de NF-kB et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Spécifications principales du produit	
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin Phospho-PRKCQ-T538
Remarques/Alias	PRKCT ; nPKC-thêta ; Phospho-PRKCQ-T538
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5588
Identifiant du gène	5588
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T538 de la PRKCQ humaine (NP_006248.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q04759
Poids protéique	82 kDa
Expédition	Sac de glace