


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Prmt4/Carm1 (Ser228) Pour Wb Et Elisa - Q86X55

Numéro d'article: CM0001277



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant le phospho-CARM1 (Ser228) pour WB et ELISA. Détecte le CARM1 humain (~66 kDa). Utile pour l'étude de la coactivation transcriptionnelle, du traitement de l'ARN et de la signalisation cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-PRMT4/CARM1-S228
Remarques/Alias	PRMT4 ; Phospho-PRMT4/CARM1-S228
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10498
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86X55
Poids protéique	66kDa
Expédition	Sac de glace