

Phospho-Psd93/Chapsyn-110/Dlg2-Y340 Lapin Pab Pour Wb Et Elisa - Q15700

Numéro d'article: CM0000901



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-PSD93/DLG2-Y340 pour WB, ELISA. Validé chez l'homme, la souris, le rat. Détecte la protéine d'échafaudage postsynaptique chapsyn-110/PSD-93 impliquée dans la signalisation des récepteurs NMDA et la perception de la douleur chronique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PSD93/chapsyn-110/DLG2-Y340 Lapin pAb
Remarques/Alias	PSD93 ; PSD-93 ; PPP1R58 ; chapsyn-110 ; Phospho-PSD93/chapsyn-110/DLG2-Y340
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1740
Identifiant du gène	1740
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y340 de la protéine humaine PSD93/chapsyn-110/DLG2 (NP_001355.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15700
Poids moléculaire de la protéine	98 kDa
Expédition	Sac de glace