

Mab De Lapin Anti-Phospho-Rac1/Cdc42-S71 Pour Wb Et Elisa - P60953 / P63000

Numéro d'article: CM0001329



Introduction

mAb de lapin anti-Phospho-Rac1/Cdc42-S71 conçu pour WB et ELISA, détectant spécifiquement la Rac1/Cdc42 phosphorylée dans des échantillons humains. Idéal pour la recherche sur les voies de signalisation et le développement de tests de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Phospho-Rac1/Cdc42-S71
Remarques / Alias	CDC42Hs ; G25K ; TKS ; Phospho-Rac1/Cdc42-S71
Espèce	Humain
GeneID (humain)	998/5879
GeneID	998/5879
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S71 de Rac1/Cdc42 humain (P60953/P63000)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P60953/P63000
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace