

Phospho-Raf1-S338 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04049

Numéro d'article: CM0000994



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la Raf1 phosphorylée sur Ser338 (Swiss-Prot : P04049). Validé pour le western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec la Raf1 humaine, murine et de rat. Convient pour les études de signalisation MAPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Raf1-S338 Lapin pAb
Remarques/Alias	NS5 ; CRAF ; Raf-1 ; c-Raf ; CMD1NN ; Phospho-Raf1-S338
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5894
GeneID	5894
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de S338 de la Phospho-Raf1-S338 humaine (NP_002871.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04049
Poids protéique	73 kDa
Expédition	Sac de glace