

Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Raptor-Ser792 Pour Wb, Elisa - Q8N122

Numéro d'article: CM0000746



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Raptor-Ser792 validé pour WB et ELISA. Détecte le RPTOR humain, une composante régulatrice du complexe mTORC1 essentielle pour la détection des nutriments et les voies de signalisation de la croissance cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Raptor-Ser792 mAb Lapin
Remarques/Alias	KOG1; Mip1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	57521
ID de Gène	57521
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8N122
Poids Protéique	149 kDa
Expédition	Sac de glace