


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Rb-S608 Pour Wb, Elisa - P06400

Numéro d'article: CM0000794



Introduction

Le pAb de Lapin Phospho-RB-S608 détecte la RB1 phosphorylée sur la Ser608 dans des échantillons humains. Validé pour WB et ELISA, cet anticorps cible le régulateur clé du cycle cellulaire et le suppresseur de tumeur protéine du rétinoblastome. Idéal pour la recherche sur le cancer et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Phospho-RB-S608
Remarques/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S608
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5925
ID de Gène	5925
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S608 du RB humain (NP_000312.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P06400
Poids Protéique	106kDa
Expédition	Sac de glace