


## Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Rb-S795 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06400

Numéro d'article: CM0001527



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin Phospho-RB-S795 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît la RB1 humaine, de souris et de rat phosphorylée au niveau du Ser795. Outil essentiel pour la recherche sur le cycle cellulaire et les supresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb lapin Phospho-RB-S795                                           |
| Remarques / Alias    | RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S795  |
| Espèce               | Humain                                                              |
| ID du gène           | 5925                                                                |
| Immunogène           | Un peptide phosphorylé synthétique autour du S795 de la RB humaine. |
| Source               | Lapin                                                               |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                              |
| Applications         | WB, IHC-P, ELISA                                                    |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                 |
| SWISS                | P06400                                                              |
| Poids de la protéine | 106 kDa                                                             |
| Expédition           | Sac de glace                                                        |